

Panasonic



OFFREZ-VOUS UN SOURIRE RADIEUX.

Notre technologie au service de votre santé.
Le système d'hygiène bucco-dentaire
Dentacare de Panasonic.



NETTOIE LA BOUCHE AVEC EFFICACITÉ DANS SES MOINDRES RECOINS

Le système d'hygiène dentaire DentaCare de Panasonic

Se laver les dents est la meilleure prophylaxie qui soit contre les caries et les problèmes gingivaux. Mais ce n'est pas tout ! Même la meilleure hygiène dentaire ne vous protège pas des caries et des maladies parodontales si vous n'avez pas la bonne technique de brossage et d'hygiène bucco-dentaire.

Souriez – avec le système d'hygiène bucco-dentaire DentaCare de Panasonic.

Testez votre brosse.

Un tiers des surfaces dentaires est difficile d'accès et peut échapper à l'hygiène bucco-dentaire quotidienne. Des restes alimentaires vont souvent se loger notamment dans les espaces interdentaires, avec des conséquences graves. Des études récentes montrent qu'une hygiène bucco-dentaire insuffisante peut aller jusqu'à provoquer des infarctus, des pneumonies ou des attaques d'apoplexie. Avec la brosse à dents et les jets bucco-dentaires DentaCare de Panasonic vous interviendrez sur les zones difficiles d'accès de votre bouche. Simple, rapide et précis.

Panasonic DentaCare : propreté, douceur et rapidité

- Entretien régulier et en douceur des surfaces internes, externes et de mastication
- Entretien aussi des espaces interdentaires et des grosses molaires
- Usage facile pour un résultat probant
- Poignée compacte pour une manipulation confortable
- Bien adapté à l'entretien des dents selon la « technique Bass modifiée », médicalement recommandée
- Vivifiante grâce à son massage des gencives

CONSEIL POUR UNE BONNE HYGIENE DENTAIRE : « LA TECHNIQUE BASS MODIFIÉE »

1. Placer la brosse à dents à 45 degrés.
2. Exercer une légère pression avec la brosse.
3. Détacher la plaque dentaire avec des mouvements de vibration.
4. Enlever ensuite la plaque dentaire vers la surface de mastication.

BROSSE À DENTS SONIQUE ÉLÉGANTE

Modèle : Panasonic DentaCare Sonodent EW1031

L'alliance d'un design élégant et d'un pouvoir de nettoyage puissant – Avec 26 000 vibrations par minute, la brosse à dents DentaCare Sonodent EW1031 élimine complètement la plaque dentaire, et de plus sa finition argent embellit votre salle de bains.

Grâce à sa nouvelle tête de brossage à poils microfins en forme de V, la brosse à dents sonique atteint même les zones les plus difficiles d'accès (espaces interdentaires, derrière les molaires, au-dessous de la ligne des gencives).

- Moteur linéaire ultra-moderne (26 000 vibrations/minute)
- Brosse à poils microfins
- Design élégant, fini argenté
- 40 minutes d'autonomie en continu
- Batterie NiMH longue durée
- Garantie 2 ans



SONODENT EW1031 DONNÉES TECHNIQUES

Tension : 100-240 V ; 50-60 Hz

Puissance : 2 watt (à charge complète)

Durée d'utilisation : environ 40 min. en continu

DentaCare®
Sonodent

BROSSE À DENTS SONIQUE À TÊTE MULTIDIRECTIONNELLE

Modèle : Panasonic DentaCare Sonodent EW1035

Jamais vous n'avez brossé vos dents de cette façon : avec sa tête de brossage à « grande vitesse » et à vibrations multidirectionnelles (latérales, horizontales et verticales), la brosse à dents Dentacare Sonodent EW1035 nettoie complètement - jusqu'aux coins les plus inaccessibles. Trois têtes de brossage différentes sont fournies. Pour un résultat encore plus efficace et un sourire plus radieux.

- Moteur linéaire de pointe (jusqu'à 34 000 vibrations/minute)
- Mode « massage » pour stimuler la circulation sanguine
- Touche de fonction départ en douceur
- Alerte en cas de pression trop forte
- Signal indiquant 2 minutes de brossage
- Trois têtes de brossage interchangeables incluses
- Autres modèle de têtes de brossage Panasonic en option
- Puissance maximale jusqu'au rechargement suivant
- Brossage complet : latéral, horizontal et vertical

SONODENT EW1035 DONNÉES TECHNIQUES

3 têtes de brossage incluses
Tension : ~ 100-240 V; 50-60 Hz
Puissance : 2 watts (à charge complète)
Durée d'utilisation : environ 40 min. en continu

DentaCare®
Sonodent



HYGIÈNE DENTAIRE INTELLIGENTE

Têtes de brossage pour une hygiène dentaire personnalisée

Aucune dent n'étant parfaitement droite, les espaces interdentaires varient selon les cavités bucco-dentaires. Pour personnaliser l'hygiène bucco-dentaire, Panasonic propose six têtes de brossage différentes, qui peuvent être montées sur n'importe quel modèle de brosse à dents Panasonic.

Brosse à 3 têtes

Modèle : Panasonic Sonodent EW0900

Accessoire standard du modèle EW1012

- brossage complet des trois faces dentaires à la fois
- particulièrement adaptée pour les enfants et les personnes à mobilité réduite




Brosse flottante

Modèle : Panasonic Sonodent EW0920

Accessoire standard du modèle EW1012

- brossage doux et précis par système flottant
- petite tête pour le brossage des espaces interdentaires difficiles d'accès



Brosse en V

Modèle : Panasonic Sonodent EW0911

Accessoire standard du modèle EW1031

- Brosse à poils microfins pour le brossage efficace des zones difficiles d'accès (espaces interdentaires, derrière les molaires, au-dessous de la ligne des gencives)



HYGIÈNE DENTAIRE INTELLIGENTE

Brosse Zig-Zag multi-usages

Modèle : Panasonic Sonodent EW0923

Accessoire standard du modèle EW1035

- Brosse à poils microftins en Zig-Zag pour le brossage facile des espaces interdentaires



Brosse conique de précision

Modèle : Panasonic Sonodent EW0940

Accessoire standard du modèle EW1035

- Brosse à poils denses pour le brossage des espaces interdentaires les plus éloignés



Brosse spéciale gencives

Modèle : Panasonic Sonodent EW0931

Accessoire standard du modèle EW1035

- Brosse double face en silicone pour le massage des gencives et du palais et l'activation de la circulation sanguine



Changez-vous souvent votre brosse à dents ?

Les têtes de brossage, utilisées deux à trois fois par jour, sont soumises à une forte pression et s'usent vite. Après chaque brossage, les bactéries restent sur la brosse.

En outre, les poils se courbent de plus en plus à chaque utilisation. Au bout de 3 mois d'utilisation, leur pouvoir de brossage efficace diminue d'environ 30 %. C'est la raison pour laquelle les dentistes conseillent donc de changer de brosse toutes les 8 semaines.

JET BUCCO-DENTAIRE

Type : Panasonic DentaCare Handy EW1211

Le jet bucco-dentaire DentaCare Handy complète, sous forme compacte, votre brosse à dents. Le jet d'eau élimine les restes alimentaires des zones où ne pénètre même pas la meilleure brosse à dents et favorise la circulation sanguine des gencives en les massant en douceur. Une deuxième pompe permet de faire un choix optimal entre un jet d'eau vigoureux et un mélange air et eau.

- Nouvelle hygiène bucco-dentaire grâce à une double pompe air et eau
- Réservoir d'eau intégré dans la poignée
- Design ergonomique
- 3 réglages d'intensité du jet d'eau
- Réservoir de 135 ml pour env. 35 secondes
- Chargeur sans fil (inductif)
- Accu NiMH longue durée



HANDY EW1211 DONNÉES TECHNIQUES

Tension :

~100-240 V ; 50-60 Hz

Fréquence de la pompe :

1400 impulsions/min

Durée d'utilisation :

env. 15 min en continu

DentaCare[®] Handy

JET BUCCO-DENTAIRE DE VOYAGE SUPER COMPACT

Type : Panasonic DentaCare Travel EW1270

Plus de problèmes dans les salles de bain étroites ou les valises pleines à craquer : le jet bucco-dentaire de voyage rétractable DentaCare Travel, à piles, permet une hygiène bucco-dentaire chez soi, en déplacement et en vacances. Un réservoir intégré dans la poignée assure un jet d'eau régulier et vivifiant – et donne une propreté unique.

- Extrêmement pratique et toujours à portée de main : pliée, il ne mesure que 15 cm
- Pas de prise secteur encombrante, puisqu'il marche sur piles
- Forme elliptique : facile à manipuler et à ranger
- Réservoir de 165 ml pour env. 40 secondes
- Son poids : seulement 210 g
- 1 600 impulsions à la minute

TRAVEL EW1270 DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique :
3 V de tension continue ; 50-60 Hz ;
deux piles alcalines de 1,5 V [AA/LR6]
Fréquence de pompage : 1600 impulsions/min
Durée d'utilisation : Env. 20 min en
continu/env. 40 secondes par réservoir plein

DentaCare[®]
Travel



TENSIOMETRES DIAGNOSTEC CONNAISSEZ-VOUS VOTRE TENSION ARTERIELLE ?

L'hypertension est un problème de santé publique n° 1.
Technologie de pointe pour votre bien-être.

PANASONIC EW3006



Surveiller sa tension
au poignet
occasionnellement.

PANASONIC EW3038



Contrôler sa tension
au poignet en continu avec
indication du niveau de risque.

PANASONIC EW3039



Contrôler sa tension
au poignet en continu.
Nombreuses fonctions innovantes.
Utilisable par 2 personnes.

PANASONIC EW3106



Surveiller sa tension
au bras
occasionnellement.

PANASONIC EW3122



Contrôler sa tension
au bras en continu.
Nombreuses fonctions
innovantes.
Utilisable par 2 personnes.

**PRODUITS DE MASSAGE THERAPY
DOULEURS MUSCULAIRES ET CONTRACTURES ?**

Technologie de pointe pour votre bien-être.
Stimulations neuromusculaires et massages.

**Stimulateur
neuromusculaire
EW6011**



Modèle électronique
monocanal compact

**Stimulateur
neuromusculaire
EW6021**



Station de massage
électronique bi-canal

**Masseur portable
EV2510**



Massage mécanique
par vibration.
2 modes.

**Masseur portable
EV2610**




Massage mécanique par
percussion et vibration
combinées. Programmes
automatiques et manuels.

LE SYSTÈME DE SOINS BUCCO-DENTAIRES DENTACARE DE PANASONIC.

Notre technologie au service de votre santé.

Panasonic

Distribué par SPENGLER



www.spengler.fr