



Yes, you can.[®]

Invacare[®] Action 2000 S

Le fauteuil léger et maniable

Le fauteuil *Invacare[®] Action 2000 S* est le fauteuil léger de référence : avec de série, des potences escamotables intérieur/extérieur, le choix de 4 largeurs d'assise, de 2 dossiers (fixe et inclinable), des roues arrière à démontage rapide avec mains courantes en alu, des accoudoirs relevables et amovibles.



Confort et aisance

Le fauteuil *Invacare® Action 2000 S* est équipé en série de composants de haute qualité qui lui confèrent un confort rarement atteint dans cette catégorie. Complet, l'*Action 2000 S* pèse environ 14 kg, il est facile à transporter grâce aux éléments escamotables.



Facile et maniable

L'*Action 2000 S* est conçu pour être facile d'utilisation et d'une efficacité optimale. Le châssis compact léger et rigide associé au choix des roues arrière et aux possibilités de réglages procurent à l'utilisateur une excellente mobilité à l'intérieur comme à l'extérieur.

Options



Repose-jambes

Pour une position de repos sur mesure.




Freins à pousser à poignée escamotable

Le levier de frein intègre une extension en série pour faciliter la préhension et limiter l'effort du patient. Il se rabat facilement pour des transferts en toute sécurité.



Accoudoirs relevables et amovibles avec protection en mousse.

Caractéristiques techniques




41 / 43 / 45 / 48 cm




41 cm



51 cm



40 cm



26 cm




33 / 45 cm



0° / 0° - 30°



0° - 7,5°



Largeur d'assise + 20 cm



87 / 101 cm



99 / 102 cm




77 / 80 cm

Coloris




Bleu Saphir

NOUVEAU



30 cm



14,5 kg



113 kg