



**Yes, you can.<sup>®</sup>**

## **Invacare<sup>®</sup> Auriga<sup>®</sup>**

### **Le scooter de référence**

Le scooter *Invacare<sup>®</sup> Auriga<sup>®</sup>* a été dessiné selon les tendances actuelles en intégrant des caractéristiques facilitant l'utilisation. Confortable et sécurisant, disponible en **4 roues**, le scooter *Auriga<sup>®</sup>* vous donnera une indépendance au quotidien.





### ➤ **Facile à utiliser**

Le scooter *Invacare*® **Auriga**® est très manœuvrable offrant un espace important pour les jambes, un guidon ergonomique, un moteur puissant et des amortisseurs réglables. Lancé à 10 km/h, le scooter **Auriga**® vous apportera stabilité et sécurité grâce à ses 4 roues. Il s'aura s'adapter à votre style de vie.

### ➤ **Sécurité**

Les commandes très accessibles, le guidon réglable en angle et une bonne visibilité assurent une conduite en toute sécurité. La vitesse ajustable permet de s'adapter à différents environnements.

### ➤ **Confort et transfert**

Le siège pivotant et les accoudoirs relevables permettent de faciliter les transferts. Le confort de l'**Auriga**® est optimisé par une assise et des accoudoirs réglables en hauteur ainsi qu'un dossier ajustable en angle.

### ➤ **Facile à transporter**

Le démontage sans outils de l'assise et le pliage de la colonne de direction permettent de transporter facilement l'**Auriga**® dans un coffre de voiture type break.



## Équipement standard et options



**Prise pour mise en charge**  
(charge externe)



**Témoin de charge**  
Un voyant vert indique que le scooter est en charge



**Levier de débrayage**  
Débloquez le frein moteur pour déplacer le scooter manuellement



**Démontable**  
Une fois démonté, le scooter est facilement transportable




**Suspension arrière**  
Réglable selon les souhaits individuels sur **Auriga**® 4 roues

## Options



**Rétroviseur droit**



**Panier**  
Ce large panier à l'arrière est rabattable en cas de non-utilisation



**Porte canne**  
Pour deux cannes ou deux béquilles

## Caractéristiques techniques



49 cm  
44 - 55 cm\*1



44 cm



43 - 49 cm



44 cm\*2  
63 cm\*3



20 - 26 cm



0° / 10° / 15° / 30°



61 cm



122 cm\*4  
134 cm\*5




72 kg \*6  
102 kg \*7



150 kg



2 x 40 Ah



R = 150 cm



8 cm



12° (21%)



295 W



Appr. 32 km



10 km/h

### Explications

\*1 largeur entre accoudoir

\*2 sans appui-tête

\*3 avec appui-tête

\*4 sans anti-basculer et pare-choc

\*5 avec anti-basculer et pare-choc

\*6 sans batteries

\*7 avec batteries

### Coloris



Bleu saphir



Rouge rubis

### Toile



Vinyle gris chiné

Réf I426I54F: *Invacare*® **Auriga**® 4 roues Bleu  
Réf I426I53F: *Invacare*® **Auriga**® 4 roues Rouge