



Yes, you can.®

➤ *küschall*® Compact

Le meilleur fauteuil actif à potences amovibles

Stable et rigide, compact et simple à ajuster, très maniable, le nouveau *küschall*® Compact vous séduira ! Ce fauteuil actif, pliant par croisillon avec potences escamotables intérieur/extérieur, au tout nouveau **design**, très **léger**, dispose d'une **capacité exceptionnelle de configurations** le rendant éminemment adaptable.

A dominante confort grâce aux accoudoirs relevables et escamotables, d'un tempérament résolument actif avec des protège-vêtements ou des garde-boue, le nouveau *Compact* offre également une version hémiplegique.



COMPATIBLE



Configurable à souhait


Disponible en largeurs et profondeurs 32 à 50 cm par incréments de 2 cm, simple à ajuster au niveau du dossier, des protège-vêtements, de la position des freins, de la hauteur d'assise arrière et de la verticalité des roues avant, le fauteuil **küschall® Compact** s'adapte aux besoins spécifiques de chacun.



Très compact !

D'une largeur totale de 57 cm (pour une assise de 40 cm), le **Compact** mérite bien son nom, il permet aisément de passer des portes étroites, et une fois plié, il peut être facilement mis en voiture.


Options



NOUVEAU

Nouvelle fixation de fourche

Plus d'espace pour les pieds en petites largeurs et plus de stabilité latérale.



Dossier réglable en tension



Flow-System™

En option pour un gain de poids et une plus grande discrétion esthétique des fourches.

Caractéristiques techniques

32 - 50 cm tous les 2 cm	32 - 50 cm tous les 2 cm	devant: 37 - 55 cm derrière: 36 - 50 cm	30 - 55,5 cm tous les 1,5 cm	20 - 52 cm tous les 1 cm	5 cm (variable)	0° / 4° / 8° / 12° -4° / -8° / -12°
SW + 17 cm Carrossage 1°	70° = 97 cm (prof. 40 cm) 80° = 93 cm (prof. 40 cm)	env. 75 cm	env. 28 cm	11,2 kg (SW 36 cm en configuration standard)	max. 130 kg	env. 7,5 kg

Coloris du châssis



Rouge royal



Mystic Violet



Xantic Jaune



Bleu royal



Bleu Pacific'



CyberVert



Gris argenté



Noir bronze



Noir brillant

CE