



Yes, you can.[®]

> Invacare[®] G50

Son terrain de jeu préféré : Les Grands Espaces !

Développé pour être un redoutable fauteuil d'extérieur avec ses grandes roues avant motrices, son puissant moteur et ses grosses batteries, l'Invacare[®] **G50** est également une référence en terme de confort grâce aux suspensions, aux différentes assises et multiples réglages manuels ou électriques.





➤ **L'évasion**

La conception du châssis du *Invacare® G50* lui permet d'évoluer sur n'importe quel type de terrain en assurant une sécurité maximale à l'Utilisateur. Ses grandes roues avant motrices et directrices procurent une stabilité et une traction importante.

➤ **Performances hors normes**

- 4 roues indépendantes avec amortisseurs
- Pneumatiques à crampons
- Moteurs 500 ou 680 W
- Batteries 70 ou 93 Ah
- **ACS** de série

➤ **Confort**

Le **G50** propose 4 assises différentes afin que l'Utilisateur adapte le fauteuil en fonction de ses besoins : assise **Kontour**, **Recaro**, **Flex Vic-Air**, **Flex Tromb**. Elles sont toutes équipées d'une inclinaison de dossier électrique et d'assise manuelle (électrique en option), d'un appui-tête et de repose-jambes escamotables dernière génération.

➤ **Esthétisme**

Disponible en gris ou bleu, le carénage en composite ne craint pas les contraintes extérieures et l'équipement route de série assure une sécurité maximale en cas de visibilité moyenne.



Caractéristiques et options



Assise Inclinable

Manuellement par crans ou électrique en option



Repose-jambes

Nouveaux repose-jambes manuels ou électriques.
(identiques *Invacare® Storm³*)



Assise Flex

Disponible en option, elle procure confort et maintien.



Invacare® G50

Présenté avec assise Kontour, accoudoirs parallèles et repose-jambes électriques.



Amortisseurs

Réglables à l'avant et à l'arrière.



Équipement route

En série sur le *Invacare® G50* pour être vu et pour voir.



Assise amovible
Facilite les interventions techniques.



Accessibilité
Module de puissance ACS facilement accessible.



Batteries
Dans cette position, les batteries sont très facilement accessibles.

Caractéristiques techniques

Recaro	49 - 53 (36/52)	46 - 51	51 *1	77 - 83 *2	29 - 38	29-47 / 38-53	1,5° - 15°*3 / 4°*4
Kontur	44 - 48 (43) 49 - 53 (48)	41 / 46 / 51	51 *1	64 *1	25 - 34 / 29 - 38	29-47 / 38-53	1,5° - 15°*3 / 4°*4
Flex	39 (38) 44 - 48 (43) 49 - 53 (48)	38 / 43 / 48	51 *1	55 *1	25 - 34 / 29 - 38	29-47 / 38-53	1,5° - 15°*3 / 4°*4
Recaro	0° - 45°	70 *5	132	124	103	140 *6	150
Kontur	-10° - +45°	70 *5	113	124	103	140 *6	150
Flex	-10° - +45°	70 *5	108	124	103	140 *6	150
	70 Ah / 97 Ah	114	10	ca. 18 %	500 / 680 W	60 km *7 / 80 km	6 / 10 km/h

*1 sans coussin d'assise

*2 mesurée à partir de l'assise avec appui-tête

*3 avec inclinaison électrique de l'assise

*4 avec inclinaison manuelle de l'assise, 5 positions de 1 à 12°

*5 largeur ht, dépend du réglage accoudoirs

*6 poids mini, varie en fonction des options

*7 conforme à la norme ISO 7176, 6 km/h, batteries 70 Ah

Toutes les mesures sont exprimées en cm et kg

Coloris



Gris argent



Bleu nuit