



**Yes, you can.<sup>®</sup>**

**Invacare<sup>®</sup> Meteor<sup>®</sup>**

**Conçu pour les grands espaces**

Le Scooter *Invacare<sup>®</sup> Meteor<sup>®</sup>* vous donnera une complète autonomie en toute sécurité. Développé pour les grands espaces grâce à sa puissance, ses capacités de franchissements et sa vitesse maximale de 10 km/h, le **Meteor<sup>®</sup>** est aussi très simple et rassurant dans son utilisation.





### ➤ **Une conduite sécurisée**

Le confort et la sécurité du scooter *Invacare*® **Meteor**® ont été étudiés pour donner une indépendance maximale. L'équipement route, la grande stabilité et la manœuvrabilité en font un scooter idéal à l'extérieur.

### ➤ **Facile d'utilisation**

Le scooter **Meteor**® dispose d'accoudoirs relevables réglables en hauteur, d'une assise confortable réglable en profondeur et en hauteur ainsi que d'un espace important pour les jambes. Tous ces réglages permettent d'adopter la meilleure position qui soit afin de profiter pleinement du **Meteor**®.

### ➤ **Confort de conduite**

Le réglage de la colonne de direction, la bonne lisibilité des différentes fonctions assurent un confort de conduite maximal. L'ajustement de la vitesse jusqu'à 10 km/h permet de s'adapter en fonction du terrain.

### ➤ **Autonomie et souplesse**

L'électronique programmable Rhino Dynamic permet d'optimiser la conduite du scooter en fonction de l'utilisateur. La fiabilité du service *Invacare*® est l'assurance d'une tranquillité et d'une indépendance quotidienne.



## Equipement standard et options



**Prise pour mise en charge**  
(charge externe)



**Système d'éclairage**



**Levier de débrayage**  
Débloquez le frein moteur pour déplacer le scooter manuellement



**Suspension**  
Réglable selon les souhaits individuels



**Frein à main**



**Dossier haut confort**

## Options



**Rétroviseur droit**




**Panier**  
Ce large panier à l'arrière est rabattable en cas de non-utilisation



**Porte canne**  
Pour deux cannes ou deux béquilles

## Caractéristiques techniques 4R




49 cm  
44 - 55 cm\*1



44 cm



46 - 51 cm




44 cm\*2  
63 cm\*3



24 - 30 cm



0° / 10° / 15° / 30°



65 cm



146 / 141 cm




132 / 127 kg\*4  
85 / 80 kg\*5  
65 / 60 kg\*6



200 / 175 kg



2 x 70 Ah



R = 161 / 130 cm



11 cm



12° (21%)\*7  
10° (17%)\*8



400 W



70 Ah: 50 km



10 km/h

### Explications

- \*1 largeur entre accoudoir
- \*2 sans appui-tête
- \*3 avec appui-tête
- \*4 avec batteries
- \*5 sans batteries
- \*6 sans batteries et siège
- \*7 poids max 150 kg
- \*8 poids max 200 kg

### Coloris



Bleu saphir



Rouge rubis

### Toile



Vinyle gris chiné

Réf 1426178F: *Invacare*® **Meteor**® 4 Roues Rouge  
Réf 1426179F: *Invacare*® **Meteor**® 4 Roues Bleu