



Yes, you can.[®]

Invacare[®] Pronto M61

Se déplacer en toute liberté

L'autonomie prend une nouvelle dimension grâce à l'*Invacare[®] Pronto M61*. Grandes roues centrales motrices pour un confort de conduite optimal et une rotation sur place, assise pivotante et élévatrice électriquement pour les gestes quotidiens. Extrêmement compact et maniable, le **Pronto M61** sera aussi à l'aise dans les intérieurs exigus que dans les extérieurs aménagés.



Confort

L'*Invacare® Pronto M61* a été conçu pour être le meilleur compromis entre le confort d'un scooter et les aptitudes d'un fauteuil roulant électrique. L'assise 2 positions (4° ou 9°), le dossier inclinable, les repose-jambes / repose-pieds ou la palette monobloc procurent une position confortable et durable. Les accoudoirs relevables et l'assise pivotante facilitent les transferts et le lift électrique de 12 cm augmente le champ d'action de l'utilisateur.



Manœuvrable et transportable

Les larges roues centrales pneumatiques assurent au *Pronto M61* une maniabilité hors pair et un grand confort au roulage. Le franchissement de petits obstacles jusqu'à 5 cm se fait sans difficulté et en douceur grâce au système *Invacare® Sure Step®* associé au nouveau manipulateur « Shark ».

Grâce à l'assise totalement démontable, le *Pronto M61* peut-être transporté aisément dans un véhicule en utilisant des doubles rampes traditionnelles.

Equipements de série



Repose-jambes escamotables en version AP2, repose-pieds escamotables en version API.




Lift électrique de 12 cm



Assise pivotante à 360°

Caractéristiques techniques



arrière 45,5 cm
avant 50 cm




41 - 46 cm



47 - 60 cm*1
50 - 63 cm*2



0 - 30°




61 cm
(hors joystick)



68 cm*3
97 - 102 cm*4



89 - 94 cm
avec appui-tête



R = 48 cm



5 cm



9° (16%)



2 x 30 Ah



2 x 180 W



16 km



6,4 km/h


Coloris de châssis



bleu



rouge



70 kg
(91 kg avec batteries)



125 kg

*1 Hauteur d'assise incluant coussin à 4° d'inclinaison
*2 Hauteur d'assise incluant coussin à 9° d'inclinaison
*3 avec palette monobloc relevée
*4 avec palette monobloc abaissée, avec repose-jambes latéraux