

Accessoires standards - Tonicross



APPUI-DOS COMPLET

Réglable antéro-postérieur avec dossière enveloppante pour un bon maintien, garnie avec une mousse et une sangle de sécurité.

Existe en 2 tailles :

- **Petite** - T0, T1 et T2
- **Grande** - T3 et T4



TUTEURS JAMBES FIXES

Mât réglable en hauteur avec un support garni d'une mousse plus une sangle pour maintenir la jambe.

Existe en 3 tailles :

- **Petite** - T0 et T1
- **Moyenne** - T2
- **Grande** - T3 et T4



SABOTS

Réglables en largeur, matériau thermo-formé avec des sangles avant et arrière pour un bon maintien du pied.

Existe en 3 tailles :

- **Petite** - T0 et T1
- **Moyenne** - T2
- **Grande** - T3 et T4

Modèle avec réglage avant/arrière en option



GUIDON CADRE


Réglable, permettant la prise des mains dans différentes positions.

Existe en 2 tailles :


- **Petite** - T0, T1 et T2
- **Grande** - T3 et T4

Caractéristiques dimensionnelles TONICROSS (cm)

L'encombrement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (Y).



	T0	T1	T2	T3	T4	XL
X	56	58	62	70	70	80
Y	59	61	66	75	75	85
Z (pouces)	12	16	16	20	20	20
LONGUEUR hors tout	94	115	126	140	160	160



	T0	T1	T2	T3	T4	XL
A- Entre selle et pédale au point bas*	33	40	43,5	59	67	67
B- Longueur de la manivelle	10	10	12,5	15	15	15
C- Course de réglage de la selle	9	9	12	20	20	20

* La mise en place du support d'appui-dos rallonge les côtes A de 3 cm

TONICROSS Plus plié (cm)



	T1	T2	T3	T4	XL
Longueur	65	65	65	70	70
Largeur	50	50	60	60	70
Hauteur*	50	50	60	65	65

* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence




Tonicross - Accessoires spéciaux

3.4

TRICYCLES



Butée directionnelle



Roue libre
24 dents



Réglage de la selle
antéro-postérieur



Guidon
corne de bœuf




Double appui-dos



Appui ventral



Système anti-équin




Double pédalage
(T4)



Panier avant



Panier arrière (T4)
Porte canne
(Manucross)



Poignée de guidage




Garde-boue
(avant /arrière)



Dérailleur
5 vitesses indexées
avec roue libre
intégrée
(T3/T4)



Moyeu 3 vitesses
avec frein tambour
et roue libre
intégrée
(T3/T4)



Différentiel



Home Trainer

Veillez nous consulter pour tout autre accessoire ou adaptation personnalisée.

