

# Chaussures de décharge

## Chaussures thérapeutiques à usage temporaire

Permettent de soustraire une partie du pied à l'appui et à la mise en charge pendant la station debout ou du déroulement du pas lors de la marche.

Limitent les alitements prolongés et leurs conséquences médicales, familiales et sociales.

### Mise en décharge totale de l'avant pied

#### Indications :

- > Traumatisme et chirurgie de l'avant pied.
- > Ulcérations plantaires ou des orteils.
- > États inflammatoires et douloureux de l'avant pied.
- > Syndrome algo neurodystrophique de l'avant pied.

#### Contre-indications :

- > Suites chirurgicales de l'arrière-pied et du médio-pied.
- > Bursites et tendinites péri et rétro calcanéennes.
- > Coxarthrose, problème interne de hanche.

À porter avec chaussette ou pansement.

## Barouk Type 1

#### Caractéristiques :

- Chaussures de décharge à semelle prolongée, profil incurvé pour respecter la décharge.
- Evite l'hyperpression médiotarsienne et protège le pied.
- Talon en thermoplastie Rubber® compressible vers l'avant pour le bon déroulement du pas.
- Maintien de l'arrière-pied par une lame en terpolymère.



L.P.P. CHUT  
code 201H01  
Se conformer  
à la prescription  
médicale

CE

Référence G	Code A.C.L.	Références D	Code A.C.L.	Pointure
4900221	7407242	4900211	7407294	35 / 36
4900222	7407259	4900212	7407302	37 / 38
4900223	7407265	4900213	7407319	39 / 40
4900224	7407271	4900214	7407325	41 / 42
4900225	7407288	4900215	7407331	43 / 44
4900226	7443373	4900216	7443396	45 / 46