











SIEGE COQUILLE

Coraille

POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR



Caractéristiques techniques Coraille

									
largeur totale	largeur intérieur	hauteur accoudoir	hauteur d'assise	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	poids	poids utilisateur
67	38 40 42 44 48	23 25 27	45.47.49 51.52.53 54.55.56	119 121,5 124	120	46	75 77 79	42	120

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 cm et 1,5 kg

Descriptif

Le siège coquille Coraille sera fourni avec un coussin d'assise de 8 cm d'épaisseur de série (hauteur dossier 77 cm). Les hauteurs de dossiers et d'accoudoirs dépendent de l'épaisseur du coussin (6-8-10 cm à préciser).

Le Coraille possède un châssis en tube diamètre 32 mm recouvert d'époxy, monté sur 4 roues. Deux roues arrières équipées de freins à tambours commandés par pédale et deux roues de 6 pouces directionnelles à l'avant.

La partie supérieure est constituée d'une coque moulée en polyester, rembourrée avec une mousse haute résilience sur les parties: dossier, assise, repose jambes et repose tête. Les palettes du repose pieds sont en ABS très résistant. La housse est constituée de Dartex ou de skai.

Le Coraille est réglable en inclinaison indépendamment du repose-jambe. Le système repose-pieds est réglable en longueur et ses palettes sont rabattables et anti-bascules. Le coussin d'assise est amovible et existe en 3 épaisseurs.

Vous pouvez également régler la hauteur d'assise grâce à son châssis télescopique. Le Coraille est toujours équipé d'un harnais de maintien réglable.

Accessoires

- Tablette amovible, réglable en profondeur et rabattable
- Porte-sérum

Couleurs

Châssis époxy gris
Housse Skai bleu
Housse Dartex orange
Housse Dartex vert
Housse Dartex prune



Votre fauteuil Coraille doit s'adapter à vous . Et non l'inverse.

Vermeiren joue depuis plus de 45 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils modernes et personnalisables.

Votre garantie de qualité

Le fauteuil coquille Coraille répond aux normes les plus strictes des divers instituts d'essais dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens (notamment en France par le C.E.R.A.H.).

Vermeiren France S.A.

Zone Industrielle
5, rue d'Ennevelin
59710 Avelin

Tél.: 03 28 55 07 98 • Fax: 03 20 90 28 89
Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

