

**MOSAIC®**

A ROHO GROUP PRODUCT

Coussin de confort et de prévention des escarres

Pour des patients à risque faible



Principe



Le coussin MOSAIC est spécialement conçu pour des patients à risque faible nécessitant un support de prévention efficace et confortable : les cellules, interconnectées entre elles, permettent la libre circulation de l'air pour une meilleure distribution des pressions.

Objectifs

- Redistribuer les pressions
- Réduire les risques de friction et de cisaillement
- Apporter un confort
- Apporter une stabilité

Avantages

- Léger
- Aide à une meilleure circulation sanguine
- Entretien aisé

Caractéristiques techniques

Coussin	
Composition	Cellule en Polyvinyl
Nettoyage	A l'eau chaude et au savon (pas de lessive) Rincage et séchage à l'air libre
Housse	
Composition	amovible en PU
Entretien	Lavage en machine à froid Pas de séchage en machine Ne pas stériliser en autoclave

Nos références

Dimensions	Référence
41x41 :	NEG0747
46x41 :	NEG0748
46x46 :	NEG0749

Caractéristiques du coussin

Poids du système	0,5 Kg
Poids du patient	jusqu'à 115 Kg
Garantie	1 an

Distribué par



Carpenter SAS

Z.I Route de Tours - B.P.8
49490 Noyant

Tél. (33) 02 41 84 11 62 - Fax : (33) 02 41 84 11 63

E-mail : preventix@carpenter.comwww.preventix.fr**CARPENTER**
Produits de Confort*Care Spirit*