


Description


Le coussin galbé VISCOLUX® en mousse viscoélastique, dite à mémoire de forme, épouse parfaitement la morphologie du corps en position assise.

Objectifs

- Assurer un moulage naturel pour mieux répartir les pressions
- Apporter un confort
- Apporter une stabilité
- Aider au positionnement du bassin


Caractéristiques techniques

Mousse	
Composition	Mousse viscoélastique de haute densité de mémoire Sans CFC Sans Chlorure de Méthylène
Densité	80 Kg
Portance	1KPa
Housse	
Composition	Jersey PU
Entretien	Lavage en machine jusqu'à 60°C Séchage en machine jusqu'à 90°C
Nettoyage quotidien	Utilisez une lotion décontaminante non chlorée ou le surface haute des laboratoires ANIOS
Classement au feu	M1
Housse amovible, anallergique et respirante	



Tissage "nid d'abeille" pour une meilleure aération

Prescription

Libellé de l'ordonnance : coussin viscolux classe 2
Code LPP : 1265090

Distribué par

Caractéristiques du coussin

Poids du système	3 Kg
Poids du patient	jusqu'à 90 Kg
Garantie	3 ans

Option

Plot d'abduction livré avec une housse munie de Velcros


Nos références

Dimensions	Ref coussin	Ref coussin + plot
38 x 38 x 7 cm	342466	389025
41 x 41 x 7 cm	383622	389027
43 x 43 x 7 cm	281677	389028
45 x 45 x 7 cm	342472	389030