



**Yes, you can.<sup>®</sup>**

## **Invacare<sup>®</sup> Dragon<sup>®</sup> API & AP2**

### **Compact, maniable et confortable**

Invacare<sup>®</sup> **Dragon<sup>®</sup>** est un fauteuil électrique à cadre rigide disponible en assise **API & AP2**. Grâce à son faible encombrement et ses batteries de 60 Ah, le **Dragon<sup>®</sup>** est aussi à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les multiples assises et options permettent de configurer le **Dragon<sup>®</sup>** en fonction de l'utilisateur.





## ➤ Ajustable et confortable

L'Invacare® **Dragon**® est disponible avec plusieurs types d'assises : **Standard** et **Confort** Dartex® avec des inclinaisons de dossiers et d'assises manuelles ou électriques. En version **AP2**, le dragon est équipé de repose-jambes manuels ou électriques et d'un appui-tête. Les différents réglages en profondeur et largeur de l'assise assurent un réel confort pour l'utilisateur.



## ➤ Maniable et performant

Le faible encombrement du **Dragon**® et la précision de conduite lui permettent d'évoluer sans difficulté à l'intérieur. Les batteries **60 Ah** associés aux moteurs **6** ou **8 km/h** assurent puissance et autonomie quel que soit la nature du terrain.



**Inclinaison d'assise électrique**  
Sur **AP2**




**Inclinaison de dossier électrique**  
Sur **AP2**



**ACS, REM 24 SD**  
En option.

## Caractéristiques techniques

44 - 49 (43) cm	41, 46, 51 cm	42,5 - 50 cm	54 / 65,5 cm	29 - 36 cm	30 - 43 cm	0° - 17°	-10° - 30° man*1
> 61 cm	104 - 115,5 cm	> 103 cm	85 cm	100 kg	125 kg	2 x 60 Ah	83 cm
						<b>Coloris</b>	
6 cm*2 / 10 cm*3	18 %	2 x 180 W	30 km	6 / 8 km/h	 Bleu		

\*1 pneum. 5°-30°  
\*2 sans monte trottoir  
\*3 avec monte trottoir