



Yes, you can.[®]

Invacare[®] Esprit Action⁴

En électrique ou manuel, il prend le meilleur de chaque!

Le fauteuil *Invacare[®] Esprit Action⁴* est un fauteuil électrique totalement démontable et convertible en fauteuil manuel léger. L'assise confortable et le dossier inclinable assurent une position agréable pour l'utilisateur. L'électronique moderne et les moteurs à induction offrent une qualité de conduite incomparable.



➤ **Confort d'assise et de conduite**

L'Invacare® **Esprit Action⁴** est équipé de série d'un dossier inclinable par crémaillères et peut bénéficier en option d'un dossier par vérins à gaz. Les multiples largeurs d'assise, les accoudoirs réglables en hauteur, profondeur et largeur permettent de trouver la position la mieux adaptée à l'utilisateur.

L'électronique associée aux moteurs silencieux et souples assurent un confort et une précision de conduite jamais atteinte dans cette catégorie de fauteuil.



➤ **Convertible et transportable**

Le fauteuil **Esprit Action⁴** peut se transformer en un tour de main en fauteuil roulant manuel léger **Invacare® Action⁴** (roues manuelles en option). Les moteurs à induction dernière génération inclus dans les roues arrière et la batterie fixée sous l'assise facilitent considérablement la transformation. Une fois démonté, il est également très facile de le glisser dans un coffre de voiture.

Options



Dossier inclinable par vérins à gaz
pour une inclinaison encore plus facile.



Kit roues manuelles
pour une utilisation en fauteuil manuel léger.




Double Commande intuitive
réagit en fonction de la pression donnée à la commande.

Caractéristiques Techniques

38, 40, 3, 43 45,5, 48, 50,5 cm ^{*1}	40, 45 cm	46 cm	51 cm	20 à 30 cm	36 à 48 cm	4°	0° à 30°
largeur assise + 20,5 cm	102 cm	99 cm	68,5 cm	32,5 cm ^{*2}	43,8 kg ^{*3}	125 kg	12 Ah ^{*4}
						^{*1} réglable sur 4 cm, ex. largeur 38 = 32 à 6 cm ^{*2} en largeur 43 cm ^{*3} poids de la pièce la plus lourde : 13,7 kg ^{*4} 22 Ah en option ^{*5} pente maximale en sécurité NF EN12184	
93 cm	4 cm	3° ^{*5}	2 x 150 W	6 km/h	14 km / 26 km ^{*4}		

Coloris de châssis



Toiles

Indications données à titre informatif (information non contractuelle). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.