



Yes, you can.®

➤ *Invacare*® **Reliant 250, Reliant 150** 🏠 🇨🇦

Fiabilité, maniabilité, sécurité

Les lève-personnes électriques *Invacare*® **Reliant 250** et *Invacare*® **Reliant 150** sont spécialement conçus pour un usage au domicile et en foyer. Polyvalents, ils possèdent une capacité de levage de 175 kg pour le **Reliant 250** et de 130 kg pour le **Reliant 150**, et apportent de nombreux avantages en terme de fonctionnalité, maniabilité, fiabilité et sécurité .



► Fonctionnalité

- Batterie à chargeur intégré : Facilite la gestion du parc (pas de perte de chargeur) et simplifie la mise en charge.
- Fléau 2 points (REL250EU, REL150 EU) ou 4 Points (REL250F) : Facilite la mise en place des sangles et augmente le confort du patient.
- Télécommande aimantée : Facilite l'accrochage de la télécommande et simplifie les gestes de la tierce personne.
- Vérin électrique LINAK puissant : Apporte une grande capacité de levage 175 kg pour le **Reliant 250** qui répond à une large gamme d'utilisateurs.



► Maniabilité et sécurité

- Base multi-roulettes : Facilite le déplacement, y compris sur sols moquetés.
- Piètement à écartement variable : Facilite l'accès sous un lit ou un fauteuil roulant, et le ramassage au sol.
- Large poignée de guidage : Facilite le maniement et offre un meilleur contrôle.
- Démontage/Pliage : Facilite le rangement et le transport grâce à un pliage compact. Démontage très rapide.
- Contrôle de charge des batteries : Voyant de contrôle de charge, signal sonore en cas de décharge
- Produits garantis CE : Arrêt automatique de la descente du vérin en cas d'obstacle; bouton d'arrêt d'urgence; interrupteur manuel à sécurité intégrée; système de descente mécanique d'urgence en cas de panne de la commande électrique.



Invacare® Ergolet
Système de pesée pour lève-personne équipé d'un fléau 2 points.



Sangle Universelle Standard
Taille M, Solide
- support-jambes rembourrés



Batterie
à chargeur intégré

Caractéristiques techniques

Coloris du châssis



Argent

Reliant 150	154 cm	38 cm	91 cm	62 cm	100 cm
Reliant 250	167 cm	40 cm	89 cm	62 cm	107 cm
Reliant 150	11 cm	autonomie 40 cycles	31,3 kg (14,3 + 17)	max. 130 kg	
Reliant 250	9 cm	autonomie 40 cycles	33,8 kg (16 + 17,8)	max. 175 kg	

Garantie :

Vérin Linak : 3 ans
Châssis : 3 ans
Batterie : 1 an

Norme : NF EN 10535



Produits destinés à une utilisation en milieu institutionnel



Produits destinés au maintien à domicile

