

# Manucross

2 tailles

**MANUCROSS** est un tricycle à traction manuelle.

**MANUCROSS** est monté en série avec :

- une assise skai pour la grande taille,
- un siège coque pour la petite taille.

Il est équipé :

- d'un frein rétro-pédalage monovitesse avec roue libre intégrée.
- de roues arrières à bâtons.

## Coloris

Gamme standard de **24 couleurs au choix**.

(Reportez-vous à la page 6.4)

Autres coloris sur demande.

## Options

- **Roues rayonnées à démontage rapide**
- **Poignées droites**
- **Accoudoirs**
- **Pignon fixe**
- **Frein rétro-pédalage 3 vitesses indexées** (Grande taille)
- **Frein rétro-pédalage 5 vitesses indexées** (Grande taille)

## Dimensions

Désignation	Petite taille	Grande taille
Hauteur d'entrejambe (cm)	32 à 45	45 à 70
Poids maxi utilisateur (kg)	50	90

