

Pour des patients ayant un score de Norton inférieur à 14
avec un risque moyen, ou escarres stade 1 et 2



Principe

Le matelas CARGUMIXT Multi-Forme est constitué d'une mousse Viscolux, dite à mémoire de forme, dont la découpe exclusive garantit une réelle immersion de l'ensemble du corps, et apporte enfin une solution aux principaux problèmes de la mousse viscoélastique : phénomènes de friction, de cisaillement, et surtout de macération.

Description

- **Partie supérieure** : mousse Viscoélastique de 6 cm.
Découpe en trois zones adaptées aux différentes parties du corps.

Niveau tête



Niveau bassin



Niveau pieds



- **Partie inférieure** : mousse HR37 de 8 cm.
- La découpe spécifique de la base du matelas permet de suivre parfaitement la cinématique du lit médicalisé.

Objectifs

- Assurer une réelle empreinte du corps créant un moule naturel.



- Augmenter la surface de contact et ainsi répartir et réduire les pressions au niveau des points d'appui.
- Réduire les risques de friction, de cisaillement, de macération.

Prescription

Libellé de l'ordonnance : Matelas CARGUMIXT MULTI-FORME
classe 2
Code LPP : 1294506

Avantages

- S'adapte à toutes les morphologies.
- Confortable.
- Ergonomique.
- Remplace le matelas d'hébergement.

Protection

Le matelas CARGUMIXT Multi-forme est protégé d'une housse intégrale CARTEX.



