

NÉGATOSCOPES EXTRA-PLATS
X-RAY FILM VIEWERS EXTRA-FLAT
NEGATOSCOPIOS EXTRA-PLANOS



- Design résolument moderne.
- Ecran plat de 2.2 cm d'épaisseur.
- Surface lumineuse du Négatoscope parfaitement homogène.
- Aucun effet stroboscopique.
- Technologie CCFL.
- Lumière bleue à 8600° Kelvin.
- Puissance entre 6 000 et 7 000 Lux.
- 20 000 heures d'utilisation.
- Pas de zone d'ombre.
- Longueur de câble : 1,70 m

• 1 plage Réf.OTA0901
Surface utile : Largeur : 36 cm - Hauteur : 44 cm

2 plages Réf.OTA0902
Surface utile : Largeur : 74 cm - Hauteur : 44 cm

4 plages Réf.OTA0904
Surface utile : Largeur : 153 cm - Hauteur : 44 cm

- Constant light quality and uniform light distribution.
- No stroboscopic effect
- CCFL technology
- Thickness of 2.2 cm
- Blue light at 8600° Kelvin
- Powerness between 6000 et 7000 lux
- Lamp lifetime: 20000 hours
- 1 switch by panel

• 1 panel Réf.OTA0901
Useful area : Breadth : 36 cm - Height : 44 cm

2 panels Réf.OTA0902
Useful area : Breadth : 74 cm - Height : 44 cm

4 panels Réf.OTA0904
Useful area : Breadth : 153 cm - Height : 44 cm

- Diseño totalmente moderno.
- Pantalla plana de 2,2cm de espesor.
- Superficie luminosa del negatoscopio perfectamente homogénea
- Ningún efecto estroboscópico.
- Tecnología CCFL.
- Luz azul a 8600° Kelvin.
- Potencia entre 6000 y 7000 lux.
- 20.000 horas de utilización.
- Sin zona de sombra.
- Anchura : 74 cm - Altura : 48,5 cm

• 1 pantalla Réf.OTA0901
Área Útil : Anchura : 36 cm - Altura : 44 cm

2 pantallas Réf.OTA0902
Área Útil : Anchura : 74 cm - Altura : 44 cm

4 pantallas Réf.OTA0904
Área Útil : Anchura : 153 cm - Altura : 44 cm

