

NÉGATOSCOPIES STANDARDS
X-RAY FILM VIEWERS
NEGATOSCOPIOS COMUNES



- Construit en tôle d'acier vernis.
- Corps divisé en plages utilisables séparément.
- Diffuseur monochrome blanc.
- Illumination homogène à lumière fluorescente (54 W par plage).
- Interrupteurs bipolaires étanches (1 par plage).
- Fusibles de sécurité.
- Cordon indépendant de l'appareil.
- 220 Volts – 50 Hz. Prise française.

- 1 plage Réf.OTA0801
Largeur : 37,5 cm - Hauteur : 48,5 cm
Épaisseur = 12 cm
- 2 plages Réf.OTA0802
Largeur : 74 cm - Hauteur : 48,5 cm
Épaisseur = 12 cm
- 3 plages Réf.OTA0805
Largeur : 111 cm - Hauteur : 48,5 cm
Épaisseur = 12 cm

- Fluorescent cold light.
- Unbreakable white monochromatic diffuser with supporting device.
- Manufactured with enamelled sheet steel.
- Body divided in panels usable also separately.
- Waterproof bipolar switch (1 per panel)
- Safety fuses
- Detachable electrical wire
- 220 volts- 50 Hz. French plug

- 1 panel Réf.OTA0801
Breadth : 37,5 cm - Height : 48,5 cm
- 2 panels Réf.OTA0802
Breadth : 74 cm - Height : 48,5 cm
- 3 panels Réf.OTA0805
Breadth : 111 cm - Height : 48,5 cm

- Construido en chapa de acero barnizado.
- Cuerpo dividido en pantallas que se pueden utilizar por separado.
- Difusor monocromático blanco.
- Iluminación homogénea con luz fluorescente (54W por pantalla)
- Interruptores bipolares herméticos (1 por pantalla).
- Fusibles de seguridad.
- Cable independiente del aparato.
- 220 Voltios - 50Hz. Toma francesa.

- 1 pantalla Réf. OTA0801
Anchura : 37,5 cm - Altura : 48,5 cm
- 2 pantallas Réf. OTA0802
Anchura : 74 cm - Altura : 48,5 cm
- 3 pantallas Réf. OTA0805
Anchura : 111 cm - Altura : 48,5 cm

