

# PILULIERS & PLATEAUX-TIROIRS

## ■ CHARIOTS PILULIERS PLATEAUX-TIROIRS

Les chariots piluliers plateaux-tiroirs offrent de nombreuses possibilités pour la distribution des médicaments. Distribution nominative, hebdomadaire ou journalière...



### ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chariot léger et très maniable livré avec étiquettes porte-nom


- structure tubulaire
- peinture Epoxy blanche
- fermeture à clefs
- portes entièrement rabattantes
- roulettes Ø 125 mm
- 6 coloris de tiroirs au choix

### Plateau semainier

ref. PILGM28

code 25110

- dim. ext. : 365 x 265 x 47 mm
- 28 cases dim. 55 x 40 mm
- couvercle transparent



**Chariot nu**  
réf. CHAPT110V  
code 54103  
H 1100 x 590 x 409 mm



**Chariot nu**  
réf. CHAPT110E  
code 54104  
H 1100 x 590 x 409 mm  
1 étagère intermédiaire




**Chariot nu**  
réf. CHAPT134V  
code 54105  
H 1340 x 590 x 409 mm



**Chariot nu**  
réf. CHAPT134E  
code 54106  
H 1340 x 590 x 409 mm  
1 étagère intermédiaire

référence	capacité de pilulier GM	capacité de pilulier XM	capacité de SOLO M
CHAPT110V	30	20	0
CHAPT110E	16	8 + 2 GM	4
CHAPT134V	40	24 + 4 GM	0
CHAPT134E	30	20	4



# PLATEAUX-TIROIRS & PILULIERS

## BLOCS STANDARDS



Casier gris-perle, 9 tiroirs (h 22 mm) proposés en 6 couleurs. Les tiroirs forment des plateaux parfaitement empilables. Etiquetage repositionnable.  
dim. ext. : L 365 x l 266 x h 310 mm  
dim. int. : L 340 x l 250 x h 22 mm  
réf. **BLOC PM A4**  
code 31002

• OPTION, grilles de séparation

grilles de séparation	référence	code	dimensions des cases
12 cases	P4-12	31050	77 x 77 mm
16 cases	P4-16	31051	56 x 78 mm
25 cases	P4-25	31052	62 x 44 mm

Casier gris-perle, 6 tiroirs (h 40 mm) proposés en 6 couleurs. Les tiroirs forment des plateaux parfaitement empilables. Etiquetage repositionnable.  
dim. ext. : L 365 x l 266 x h 310 mm  
dim. int. : L 340 x l 250 x h 40 mm  
réf. **BLOC GM**  
code 32102

• OPTION, grilles de séparation

grilles de séparation	référence	code	dimensions des cases
3 cases	A3	32151	75 x 327 mm
6 cases	A6	32152	75 x 160 mm
9 cases	A9	32153	77 x 107 mm
12 cases	A12	32154	77 x 79 mm
16 cases	A16	32155	55 x 77 mm
25 cases	A25	32156	45 x 63 mm



Casier gris-perle, 4 tiroirs (h 62 mm) proposés en 4 couleurs. Les tiroirs forment des plateaux parfaitement empilables. Etiquetage repositionnable.  
dim. ext. : L 365 x l 266 x h 310 mm  
dim. int. : L 340 x l 250 x h 62 mm  
réf. **BLOC XM**  
code 33102

• OPTION, grilles de séparation

grilles de séparation	référence	code	dimensions des cases
4 cases	X4	33151	116 x 160 mm
6 cases	X6	33152	75 x 160 mm
9 cases	X9	33153	75 x 105 mm

Godets de séparations pour blocs GM ou XM  
Dimensions et références nous consulter

## PILULIERS BOÎTES À CLAPET

Piluliers à couvercle blocable en position ouverte grâce à une charnière avec ressort, parfaitement adaptée.

- se referment par simple poussée.
- 5 couleurs au choix : bleu, rouge, vert, jaune et blanc.
- les 3 tailles sont combinables entre elles par glissières.

Dimensions intérieures

réf. **NB-3 CT** code 4183x : 41 x 37 x 15 mm

réf. **NB-4 CT** code 4184x : 68 x 57 x 15 mm

réf. **NB-5 CT** code 4188x : 180 x 68 x 15 mm

Les boîtes à clapet s'ajustent parfaitement dans les plateaux PM-A4



réf. **NB-4 CT**



réf. **NB-3 CT**



réf. **NB-5 CT**

