

PILULIERS 600 X 400

PILULIER "PLUMIER" 600 X 400

- assure une hygiène maximale
- séparateurs réglables et amovibles
- matière incassable
- lavable au lave-vaisselle
- large place pour l'étiquette
- grande capacité, même les sachets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- dimensions : 340x60x34 mm
- contient 1 fond, 1 couvercle coulissant
- 3 séparateurs et étiquettes « matin, midi, soir, nuit »



réf. PILULIER PLUMIER
code 25210 (bleu)
code 25211 (vert)



réf. PLATEAU PLUMIER
code 25200 (bleu)
code 25201 (vert)

Le système plateau plumier « multTiroir » permet tous les modes de distribution de médicaments. Compatible avec le standard 600 x 400, il s'adapte dans le plupart des chariots et des modules de stockage 600 x 400. Le plateau est parfaitement lisse, assurant une hygiène maximale, mais aussi un entretien facile. Le plateau se transporte aisément et peut être incliné à 45°C, sans risque de renverser les piluliers.



gobelets 30 ml gradués avec couvercle

réf. G30-C
code 25251x



Étiquettes « patients » disponible en 7 coloris pour un repérage facile. Planche A4 de 24 étiquettes imprimables.
Réf. ETIQ PLUMI
code 25245



grille alvéolée thermoformée,

Capacité 8 gobelets.
Se positionne dans le plateau à la place d'un pilulier plumier.

réf. GR8
code 25260



boîtes avec couvercle pour piluliers plumier

dimensions intérieures : 60 x 50 x 25 mm
réf. V3-22
code 41121



PILULIERS M5000 & PLEIN VIDE

MULTIROIR CRISTAL M5000

Nouveau : le M5000 est parfaitement combinable par les 4 côtés pour former des blocs solidaires. Les tiroirs « incassables » s'intègrent parfaitement au standard 600 x 400 et/ou au système « plein - vide »



réf. M5000A



réf. S5001 A



réf. M5000C

réf. TS5000C




réf. S5001C

réf. TS5000A




- entièrement transparent
- matière polycarbonate très résistante aux chocs
- stérilisable en autoclave
- chaque tiroir peut être divisé en 8



réf. MP640 + TS5000 A & C

désignation	référence	code	dimensions en mm
Casier + 1 grand tiroir	M5000 C	11108	355x185xH101 ext.
Casiers + 2 petits tiroirs	M5000 A	11109	355x185xH101 ext.
Grand tiroir seul	TS5000 C	11128	320x172xH92 int.
Petit tiroir seul	TS5000 A	11129	320x82xH92 int.
Sép. Transv. pour grand tiroir	S5001 C	11158	171xH84 ext.
Sép. Transv. Pour petit tiroir	S5001 A	11159	82xH84 ext.


QUELQUES EXEMPLES D'UTILISATION EN MODE PLEIN-VIDE



Plateau plumier
Cf. page 12



Bacs 600 x 400 x 50 mm
Cf. page 14



Bac 600 x 400 + godets
Cf. page 14 et 47