

## Principe du Kit HANDIPOSE

Il permet un positionnement total et évolutif grâce à ses nombreux accessoires modulables et sur mesure.

## Descriptif

### 9 Cales de buste :

Livrées par deux, elles positionnent latéralement le patient au niveau du dossier.

### 5 Cales universelles :

Livrées par six, elles viennent en complément des autres cales.

### 4 Cales d'adduction :

Livrées par deux, elles se positionnent sur la base.

### 3 Plots d'abduction :

Livrés en deux dimensions, ils peuvent être découpés, poncés, flammés avec facilité.

### 8 Dossier avec sangles de tension :

- adaptable sur le dossier existant
- remplace le dossier d'origine et permet un réglage de tension
- livré aux dimensions du fauteuil.

### 10 Cales de confort (livrées par 2) :

- Applications :
- appui lombaire
  - protection contre les tubes du dossier
  - décollement du sacrum
  - décollement des crêtes spinales.

### 7 Cales de compensation fluide :

livrées par deux, elles protègent d'éventuels appuis créés par l'utilisation des éléments du kit.

### 6 Cales de compensation :

Livrées par six, elles sont utilisées pour le positionnement du bassin et des jambes.

### 1 Siège Handiflow :

Doté d'un système de prévention de l'escarre, aux dimensions du fauteuil roulant, un premier calage du bassin est obtenu par immersion.





**Siège de série modulable et évolutif,**  
adaptable aux mesures du patient.



### Prise de mesure

- **Pour le dossier** : mesurer la largeur entre les deux tubes du fauteuil roulant.
- **Pour le coussin** : mesurer la largeur et la profondeur de l'assise.

### Dimensions

- Dossier disponible de 38 à 55 cm en largeur.
- Coussin disponible de 38 à 55 cm en largeur et en profondeur.

**Notre référence** : NEG 0433

### Libellé de l'ordonnance

Siège de série modulable et évolutif  
Code LPP : 1269336

*Attention* : La prise en charge est subordonnée à une prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie, chirurgie orthopédique.  
La prise en charge est assurée dans la limite maximale de l'attribution tous les trois ans.

### Entretien

Lavage à l'eau et au savon.  
Il est recommandé de brosser la partie crochet du velcro afin de conserver les qualités de celui-ci.

### Autres produits disponibles



handilight®



handipose  
DOSSIER DE POSITIONNEMENT



handiflow 2  
coussin®



handiflow  
LA GOUTTIÈRE



handitech®



handipod  
COUSSIN DE POSITIONNEMENT



handiequin®

Distribué par



**Carpenter SAS**  
Z.I Route de Tours - B.P.8  
49490 Noyant  
Tél. (33) 02 41 84 11 62 - Fax : (33) 02 41 84 11 63  
E-mail : preventix@carpenter.com