

> Type RAPPAPORT

MULTI-USAGES • SEVERAL USES • MULTIUSO



5 pts

C'est un stéthoscope complet utilisable de 5 façons différentes. 3 tailles de pavillons cloches sont fournies en plus de 2 diaphragmes de base, grand et petit, constituant un jeu complet. Chaque diaphragme ou pavillon convient à une utilisation spécifique.

- 1 pavillon avec grand et petit diaphragme
- 1 lyre chromée avec embouts auriculaires en plastique blanc taille médium
- 1 tube en caoutchouc résistant avec clip métal
- 1 pavillon cloche interchangeable taille adulte
- 1 pavillon cloche interchangeable taille médium
- 1 pavillon cloche interchangeable taille nourrisson
- 2 paires d'embouts auriculaires de tailles et formes différentes
- 2 diaphragmes de rechange en plastique transparent (grand et petit)
- Sachet plastique pour les accessoires
- Livré sous blister





This stethoscope can be used in five different ways : 5 specific purposes in one sole unit. Provided with 3 different sizes of bell type chestpiece in addition to 2 large and small original diaphragms.

- 1 chestpiece with large and small diaphragm
- 1 binaurals, chrome plated headframe with white plastic medium size eartips
- 1 heavy wall latex rubber tubing with metal clip
- 1 interchangeable bell type chestpiece, adult size
- 1 interchangeable bell type chestpiece, medium size
- 1 interchangeable bell type chestpiece, child size
- 2 pairs of spare eartips, large and small sizes
- 2 spare transparent plastic diaphragms, large and small
- 1 plastic container for accessories

Es un estetoscopio completo que se puede utilizar de 5 maneras distintas. Viene con 3 tamaños diferentes de campanas además de 2 diafragmas básicos, grande y pequeño, lo que constituye un juego completo. Cada diafragma o campana sirve para un uso específico.

- 1 campana con diafragma grande y pequeño
- 1 arco metálico cromado con olivas de plástico blanco tamaño mediano
- 1 tubo de goma resistente con clip de metal
- 1 campana intercambiable tamaño adultos
- 1 campana intercambiable tamaño mediano
- 1 campana intercambiable tamaño bebés
- 2 pares de olivas de diferente tamaño y forma
- 2 diafragmas de recambio en plástico transparente (grande y pequeño)
- Bolsa plástica para los accesorios
- Viene en un blister



	Réf.DS7051N
	Réf.DS7051B
	Réf.DS7051W
	Réf.DS7051L

