

> ZAPHYR® LE SON HAUTE FIDÉLITÉ • A HI-FI SOUND • EL SONIDO DE ALTA FIDELIDAD



Stéthoscope en Inox de Haute Qualité permettant d'écouter les sons de hautes et de basses fréquences avec une grande précision. Il vous donnera également un grand confort et une robustesse de très bon niveau.

◆ Pavillon double Inox pour adulte

- Double pavillon en acier inoxydable
- Pavillon adapté à l'auscultation des adultes Ø : 45 mm
- Bague anti-froid de même couleur que le tube Y
- Lyre en inox orientée et incorporée à la tubulure
- Livré avec 1 paire d'embouts auriculaires rigides
1 paire d'embouts auriculaires souples PM
1 paire d'embouts auriculaires souples GM
- Livré en boîte cartonnée avec mousse de protection

◆ Pavillon double Inox pédiatrique

Pavillon adapté à l'auscultation des nourrissons Ø : 30 mm

◆ Pavillon double Inox pour enfant

Pavillon adapté à l'auscultation des enfants Ø : 35 mm

Double head adult Stainless steel. High quality stainless steel stethoscope for adult with a high precision of hearing for sounds of high and low frequencies. It also provides you a convenient use and a high level of sturdiness. Snap-on retaining ring in tube's color. Stainless steel directed headframe integrated with the tubing. Provided with 3 sets of eartips in different sizes.

◆ Double head stainless steel chestpiece

- Chestpiece for adult auscultation Ø : 45 mm

◆ Infant double head stainless steel

- Chestpiece for baby auscultation Ø : 30 mm

◆ Pediatric double head stainless steel

- Chestpiece for child auscultation Ø : 35 mm

Estetoscopio de acero inoxidable de alta calidad que permite escuchar los sonidos de altas y bajas frecuencias con una gran precisión. Le brindará además un gran confort y una robustez de muy buen nivel. Anillo anti-frío del mismo color que el tubo en "Y". Arco de acero inoxidable orientado e incorporado a la tubuladura. Viene con un par de olivas rígidas, 1 par de olivas blandas PM y 1 par de olivas blandas GM. Viene en caja de cartón con espuma protectora.

◆ Campana doble de acero inoxidable para adultos

- Campana adaptada a la auscultación de adultos Ø : 45 mm

◆ Campana doble de acero inoxidable pédiatrique

- Campana adaptada a la auscultación de bebés Ø : 30 mm

◆ Campana doble de acero inoxidable para niños

- Campana adaptada a la auscultación de niños Ø : 35 mm



Pavillon double Inox adulte
Double head stainless steel

Campana doble de acero inoxidable para adultos



Pavillon double Inox enfant
Pediatric Double head stainless steel

Campana doble de acero inoxidable para niños



Pavillon double Inox pédiatrique
Infant Double head stainless steel

Campana doble de acero inoxidable pédiatrique

	Réf.DS8030N
	Réf.D8030B
	Réf.D8030R
	Réf.DS8030V
	-
	-

-	
-	
-	
-	
-	
Réf.DS80410	
-	

-	
-	
-	
-	
-	
Réf.DS80511	

