



- Manomètre en ABS, grand cadran fixé sur le brassard
- Manomètre en Aluminium traité, brossé
- NOUVEAU BRASSARD adulte noir SANS POCHE, lavable, fermeture par bande velcro
- POIRE ergonomique avec robinet de décompression
- Graduation de 0 à 300 mm HG
- Livré avec :
 - une pochette velours noir
 - un coffret de rangement en ABS
- Ensemble mémos et stylo pour la prise de notes, offert
- Existe en :

◆ Brassard adulte Réf. DS99104

- ABS manometer with a large dial attached to the cuff
- Treated brushed aluminium manometer
- NEW black adult CUFF WITHOUT POCKET, washable, Velcro closure
- Ergonomic PUMP with deflation tap
- Graduated from 0 to 300 mm HG
- Supplied with:
 - a black velvet pocket
 - an ABS storage box
- A memo and pen set for taking notes is included, free of charge
- Available in :

◆ Adult cuff Réf. DS99104

- Manómetro de ABS, cuadrante grande, fijado en el brazalete
- Manómetro de aluminio tratado y cepillado
- NUEVO BRAZALETE para adultos negro, SIN BOLSA, lavable, con cierre de velcro
- PERA ergonómica con válvula de descompresión
- Graduación de de 0 à 300 mm HG
- Viene con:
 - Bolsa de pana negra
 - Maletín ABS
- Juego de lapicera y papeles para tomar notas, gratis.
- Existe en :

◆ Brazalete para adultos Réf. DS99104