

> **SONAIR II®** LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX • THE BEST QUALITY PRICE RATIO • LA MEJOR RELACIÓN PRECIO/CALIDAD



- Manomètre en ABS, grand cadran fixé sur le brassard
- NOUVEAU BRASSARD bleu SANS POCHE, fermeture par velcro.
- POIRE ergonomique avec robinet de décompression
- Graduation de 0 à 300 mm HG
- Livré avec une trousse de rangement nylon

• Existe en 3 modèles :

- ◆ **Brassard enfant** Réf.DS99211
- ◆ **Brassard adulte** Réf.DS99101
- ◆ **Brassard obèse** Réf.DS99711

- ABS manometer with a large dial attached to the cuff
- NEW BLUE CUFF WITHOUT POCKET, Velcro closing.
- Ergonomic PUMP with deflation tap
- Graduated from 0 to 300 mm HG
- Supplied with a nylon storage case

• Available in 3 models :

- ◆ **Child cuff** Réf. DS99211
- ◆ **Adult cuff** Réf. DS99101
- ◆ **Obese cuff** Réf. DS99711

- Manómetro ABS, cuadrante grande, fijado en el brazalete
- NUEVO BRAZALETE azul SIN BOLSA, con cierre de velcro.
- PERA ergonómica con válvula de descompresión
- Graduación de 0 a 300 mm HG
- Viene en estuche de nylon

• Existe en 3 modelos :

- ◆ **Brazalete para niños** Réf. DS99211
- ◆ **Brazalete para adultos** Réf. DS99101
- ◆ **Brazalete para obesos** Réf. DS99711