


Tonicpouss

4 tailles



TONICPOUSS est un système tractable adaptable sur n'importe quel cycle à l'aide d'un étrier se fixant sur la tige de selle.

Il est équipé en série des accessoires de sécurité permettant le maintien de l'utilisateur :

- appui-dos avec réglage antéropostérieur et dossière enveloppante pour un bon maintien, garnie avec une mousse et une sangle de sécurité.
- paire de sabots réglables en largeur en matériau thermoformé avec des sangles avant et arrière pour un bon maintien du pied.
- roue libre.
- attache à rotule avec chaîne de sécurité.

Coloris

Jaune

Autres coloris sur demande

Tailles

Hauteur entrejambe en cm	de 35 à 48	de 48 à 60	de 60 à 73	73 et plus
Référence TONICPOUSS	T1	T2	T3	T4

Options

- **Panier arrière**
- **Dérailleur 5 vitesses indexées**
(T3 et T4 uniquement)

