

# Tonicross Plus

4 tailles

**TONICROSS Plus** est la nouvelle version de **tricycle de rééducation pliable** conçue pour vous apporter la solution du transport et du rangement. La simplicité, la rapidité du pliage et du démontage des roues permettent de le transporter dans un coffre de voiture et élargissent ses possibilités d'utilisation.

**TONICROSS Plus** est fabriqué en 4 tailles en fonction de la hauteur d'entrejambes de l'utilisateur.

La taille adulte T4 est dotée en série d'un porte-bagages arrière.

La taille adulte T4XL est équipée d'une voie arrière élargie qui augmente la stabilité.

## Coloris

Gamme standard de **24 couleurs au choix**.

(Reportez-vous à la page 6.4)

Autres coloris sur demande.

## Tailles

Hauteur d'entrejambes en cm	de 38 à 45	de 45 à 57	de 57 à 70	70 et plus
Référence	<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>T3</b>	<b>T4 - T4XL</b>

## Accessoires

Reportez vous aux pages 3.3 et 3.4

Pignon fixe permettant la marche avant et la marche arrière

Guidon réglable avant-arrière et hauteur

Frein cantilever pour la sécurité

Système de pliage sécurisé et facile d'usage

Quick-Release  
Roues arrières à démontage rapide

Roue avant à démontage rapide

Pliage compact pour un transport facilité

Porte-bagages (modèle T4)

