

Accessoires Tricycles



repose-pieds à fixation Velcro (petit modèle)



porte-béquilles



tige de selle en T



pédales à fixation Velcro



guidon rectangulaire (grand modèle)



compteur kilométrique



frein à tambour, intégré à l'axe de la roue avant



éclairage avant



barre accompagnatrice



cale-pieds



barre accompagnatrice et cale-hanches avec ceinture



éclairage arrière

Caractéristiques techniques Tricycles

	longueur	largeur	hauteur selle		hauteur guidon		diamètre
			Min.	Max.	Min.	Max.	
2102	110	67	48	68	72	84	30
2103	120	67	54	74	81	96	40
2115	135	66	56	70	75	85	40
2117	162	67	75	90	96	100	50
2119	180	80	85	105	95	110	60

Dimensions en cm

Tolérances dimensionnelles admises: 1,5 cm

Votre garantie de qualité

Sur le plan qualitatif, tous nos tricycles répondent aux **normes les plus rigoureuses arrêtées par divers instituts d'essai** dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens (notamment en France par le C.E.R.A.H.).

Des tricycles qui s'adaptent à vos besoins

Une expérience et une recherche obstinée de plus de 45 ans se trouvent à la base de la gamme de qualité des tricycles Vermeiren. Chaque modèle a été minutieusement étudié et testé. De plus, vous disposez d'un choix étendu d'accessoires car votre tricycle doit s'adapter à vous, et non l'inverse.

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Vermeiren France S.A.

Zone Industrielle
5, rue d'Ennevelin
59710 Avelin

Tél.: 03 28 55 07 98

Fax: 03 20 90 28 89



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Sous réserve de modifications techniques

Tricycles

Mobilité en toute liberté



2119



Tricycles

Car bouger sera toujours essentiel

La liberté de mouvement est importante pour chacun d'entre nous, elle est presque synonyme d'indépendance. En outre, le fait de pouvoir bouger et certainement pouvoir faire du vélo est souvent un élément important d'un processus de rééducation.

Et c'est bien pour cette raison que Vermeiren propose une gamme étendue de tricycles.

5 modèles différents, chacun disposant de ses propres caractéristiques et propriétés.

Chaque modèle est l'aboutissement de 45 ans de recherches et d'expérience.



2102



2117

Les modèles, caractéristiques et accessoires possibles

Le tableau ci-dessous vous donne une vue d'ensemble complète sur les différents modèles, leurs caractéristiques exactes, les couleurs disponibles et les accessoires.



20
repose-pieds avec tuteur de jambe



19
manivelles réglables



14
cale-hanches avec ceinture

	01	02	04	05	06	08	09	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	couleur	
2102	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rouge/noir	
2103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jaune/noir	
2115	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	s	s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jaune/noir
2117	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	s	s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					bleu
2119	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	s	s	s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	s			gris

s = standard = accessoire

- 01 pignon libre
- 02 frein à rétropédalage
- 04 éclairage avant et arrière
- 05 frein à tambour, intégré à l'axe de la roue avant
- 06 pignon fixe
- 08 tige de selle en T permettant le réglage de la selle en avant et en arrière
- 09 pédales à fixation Velcro
- 10 cale-pieds
- 11 repose-pieds à fixation Velcro (petit modèle)
- 12 repose-pieds à fixation Velcro (grand modèle)
- 14 cale-hanches avec ceinture

- 15 porte-béquilles
- 16 guidon rectangulaire (petit modèle)
- 17 guidon rectangulaire (grand modèle)
- 18 compteur kilométrique
- 19 manivelles réglables permettant d'ajuster les pédales en hauteur
- 20 repose-pied avec tuteur de jambe
- 21 frein de stationnement
- 22 frein à rétropédalage avec moyeu à 3 vitesses
- 23 différentiel
- 24 barre accompagnatrice
- 25 barre accompagnatrice et cale-hanche



2115



2103