


Lit double Valentin (4960)

La solution pour duo

► Le lit Valentin



Le Lit double Valentin est une solution médicale unique pour le couple. Il possède des fonctionnalités innovantes et offre une flexibilité exceptionnelle. Son double relève-buste et double relève-jambes permet à chaque utilisateur d'adapter son plan de couchage à ses besoins. Pour un plus grand confort, pour une autonomie totale... à deux !

► Ses points forts



Modèle présenté : Valentin 3PEE sur patins

Lit Valentin (4960)



89/336 CEE
93/42 CEE

Plan de couchage :

- Grillagé

► Ses caractéristiques techniques

- Equipement Linak avec degré de protection IP 66
- Plan de couchage grillagé
- Hauteur variable électrique de 40 à 75 cm
- Double relève-buste électrique
- Double relève-jambes électrique avec plicature des genoux
- Dispositif bilatéral pour potence d'angle et tige porte-sérum
- Embase sur patin avec habillage bois
- Dossierets Arche 140 cm
- Capacité de levage de 320 kg
- Livré avec un kit de transport sur roues

► Et en option

- Galeries pliantes
- Potence
- Porte-sérum
- Version sur roues : Ø 125 mm sans habillage avec hauteur variable de 44,5 à 80 cm
- Les dossierets au choix : dossierets Arche en bois naturel, mélaminé hêtre naturel ou dossierets MDF naturel
- Version 2 PE, relève-buste électrique, relève-jambes manuel